

# 561-V

*Sistema di bloccaggio*

Codice: 561-V



# 561-V

**FERNO**  
When It's Critical®



Sistema di bloccaggio realizzato specificatamente per la barella atraumatica SCOOPLEX.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Permette di bloccare la barella in posizione verticale all'interno dell'ambulanza.
- Il sistema di bloccaggio 561-V è dotato di due barre, superiore e inferiore. La barra inferiore è provvista di due ganci e la barra superiore di una maniglia che permette il fissaggio e la rimozione della barella semplicemente ruotandola e premendo l'apposito pulsante rosso.
- Testato secondo EN 1789

### Descrizione

Sistema di bloccaggio verticale per SCOOPLEX

### Codice

561-V