

770-E

Sistema di cinture paziente

Codice: 770-E



770-E

FERNO
When It's Critical®



Sistema di cinture realizzato specificatamente per immobilizzare un paziente traumatizzato alle tavole spinali Ferno e alle barelle atraumatiche SCOPEXL Ferno.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 770-E è un sistema a dieci punti costituito da sei cinture in nylon.
- Le chiusure in velcro e i diversi colori delle cinture ne garantiscono una rapida ed intuitiva applicazione.
- 3 comode fibbie, disposte lungo la cintura centrale, consentono di regolarne la tensione e di alleggerire eventualmente il tratto addominale allo scopo di evitare letali compressioni gastriche durante il trasporto del paziente.
- Il sistema di cinture 770-E è dotato di una cintura fermapolsi per il contenimento in posizione corretta degli arti superiori.
- Facile da stoccare grazie all'apposita fettuccia di chiusura in velcro integrata.
- Peso: 0,924 kg.

Descrizione

Sistema di cinture "ragno"

Codice

770-E