

SAFE TRANSFER SUPER COMFORT

Materasso scendi scale

Codice: 271029000








SAFE TRANSFER SUPER COMFORT





Safe Transfer Super Comfort Mattress, in combinazione con il sistema di cinture **Step by Step**, è la soluzione ideale per l'evacuazione del paziente in assoluta sicurezza e comfort, senza alcuna fatica e necessità di sollevamenti manuali da parte degli operatori.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



- **Safe Transfer Super Comfort Mattress** è stato sviluppato per soddisfare sia le esigenze del paziente in termini di sicurezza e comfort, che degli operatori in termini di ergonomia e praticità.
- Extra comfort grazie all'imbottitura Sensus di 62 mm che sostiene il peso corporeo del paziente donando una sensazione di sicurezza e notevole comfort.
- **Trasporto facile e sicuro** grazie allo speciale materiale ad alto scorrimento con cui è realizzato il materasso.
- Dotato di 12 maniglie (6 per lato) e di un cuscino ergonomico.
- Totalmente igienizzabile.
- Certificato UNI EN 1789 e UNI EN 1865.

SPECIFICHE TECNICHE

Lunghezza	1900 mm
Larghezza	500 mm
Spessore	60 mm
Maniglie	12 (6 per lato)
Peso	5,5 kg
Capacità di carico	250 kg

ACCESSORI

Descrizione	Codice
CINTURE STEP by STEP "EASY" REGOLABILI	15000000023





