



5126-EL-IT

Roll-In Multilevel Krankentrage

Artikelnummer: 5126-EL-IT





5126-EL-IT ist die Krankentrage, die für die Handhabung und den Transport von Patienten in Notfällen außerhalb des Krankenhauskontextes konzipiert wurde. Sie wurde für die Nutzung in Rettungswagen optimiert und garantiert **hohe Sicherheitsstandards**, was dem Haltegurtsystem und der Kompatibilität mit den Ferno-Halterungssystemen für Rettungsfahrzeuge zu verdanken ist.

HAUPTEIGENSCHAFTEN

- ▶ **Mehrstufig.** Die Möglichkeit der 5 Höhen erleichtert die Rettungsmaßnahmen ohne beim Heben den Rücken zu stark zu beanspruchen.
- ▶ **Leicht und robust.** Die Struktur aus eloxierter Aluminiumlegierung wiegt nur 45 kg und trägt bis zu 250 kg.
- ▶ **Sicher.** Die hinteren Schwenkräder sind mit einer Sicherheitsbremse ausgestattet, die unbeabsichtigte Bewegungen der Vorrichtung verhindert.
- ▶ **Einfaches Ein-/Ausladen.** Ist für das risikofreie Manövrieren beim Entladen mit einem Fallschutzsystem ausgestattet.
- ▶ **Als Tragbahre verwendbar.** Das Beinverriegelungssystem hält die Beine der Krankentrage in eingeklappter und gesperrter Position, sodass sie als Tragbahre verwendet werden kann, wenn das Gelände den Einsatz auf Rädern nicht zulässt. Die Seitenbügel lassen sich umklappen.
- ▶ **Verstellbare Rückenlehne.** Die Rückenlehne kann bis auf eine maximale Neigung von 80° verstellt werden.
- ▶ **Für Rettungsmanöver geeignet,** da hier starre ABS-Flächen verwendet werden.
- ▶ **Ermöglicht den Transport von Transportinkubatoren,** da sie mit der spezifischen ITC-Schnittstelle (Incubator Transport Interface) kompatibel ist.
- ▶ **Einfaches Reinigen.** Die Flächen aus ABS können entfernt werden, um das Reinigen zu vereinfachen.

VERFÜGBARE MODELLE

BESCHREIBUNG	ARTIKELNUM-MER
Roll-In Krankentrage, 5 Positionen, Höhe von Laden min. 64 cm	5126-EL-IT
Roll-In Krankentrage, 5 Positionen, Höhe von Laden min. 72 cm	5226-EL-IT



KOMPATIBLES ZUBEHÖR

BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER
Vier-Punkt-Gurt	0313915
Zweiteiliger Gurt	430-2-N
Auflagematratze Safe Transfer Super Comfort	271029000
Pac-Rac (Materialhalter)	0818933
PacRac+	FWEPR+IT
Adapter Kit für Pacrac+	25-00214
Infusionsständer (IV Pole)	0087156
Schwarze, fünfteilige Matratze	25-00200
Slam Halterungssystem	SLAM-5026/MONDIAL
ITC (Schnittstelle für die Befestigung eines Transportin- kubators)	ITC-HL
Neomate (Kinder-Sicherheitsdecke)	0314116
Pedimate Plus (Kinder-Sicherheitsdecke)	0314115
Patient Shield	0822097
Kit Dokumentenhalter	25-00273

TECHNISCHE MERKMALE

Länge	1970 mm
Breite	560 mm
Höhe	(maximal, bei aufgestellter Rückenlehne) 1500 mm
Gewicht	45 kg
Belastbarkeit	250 kg

ZERTIFIZIERUNG



Das Produkt entspricht den allgemeinen Sicherheits- und Leistungsanforderungen der **Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)**.

Ist der Norm **EN1865** konform und mit dem Halterungssystem SLAM für den Transport im Krankenwagen (gemäß **EN 1789** zertifiziertes System) kompatibel.