

VENICE LOCK

Sistema di bloccaggio a parete

Codice: 25-00069



VENICE LOCK



Il nuovo sistema di bloccaggio **Venice Lock** -certificato 10G- è progettato per tutta la linea Venice. Il sistema offre **massima ergonomia** e garantisce un'**ottima sicurezza** per gli operatori.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Sicuro.** Venice Lock ti permette di bloccare nell'ambulanza la tua sedia Venice in configurazione chiusa. In questo modo è stoccabile in uno spazio ridotto ed in sicurezza: il certificato 10G garantisce la sua affidabilità. La cintura di contenimento compresa assicura infine un'ulteriore stabilità.
- **Rapido.** Le operazioni di stoccaggio sono veloci ed intuitive.
- **Zero sforzi.** L'ancoraggio ti permette di riporre la sedia in ambulanza facendo semplicemente scorrere le ruote negli appositi vani fissati a pavimento. Non è infatti necessario sollevare la sedia.
- **Intuitivo.** L'incavo presente sulla staffa di bloccaggio consente di ancorare facilmente il maniglione della sedia e la presenza di due indicatori di corretto aggancio assicura che l'operazione di bloccaggio è stata svolta correttamente.
- **Compatibile con le sedie 59-T e Ezgslide,** installando il kit di adattatori sulle maniglie posteriori della sedia (codice: 25-00112).

Conforme alla norma **EN 1789**.

SPECIFICHE TECNICHE

Altezza	909 mm
Larghezza	575 mm
Profondità	259 mm
Peso	6,9 kg

