

40

Sedia portantina

Codice: 0714865





Grazie alla struttura compatta, leggera e robusta, la sedia portantina **modello 40** è ideale per operazioni in spazi ristretti e per un trasporto sicuro del paziente su vari tipi di superfici.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- *Eccellente trasportabilità su vari tipi di superfici e massima manovrabilità in spazi ristretti grazie alle due ruote posteriori da 127 mm.*
- *Dotata di due maniglie di trasporto posteriori, richiudibili, e due maniglie telescopiche anteriori, a presa ergonomica. Le maniglie anteriori sono regolabili in due posizioni in modo da garantire il sollevamento del paziente in una posizione ergonomica per l'operatore.*
- *La copertura in vinile dello schienale e della seduta è facilmente rimovibile, non assorbe sangue o fluidi corporei permettendo così una facile disinfezione.*
- *Completa di tre cinture ad aggancio/sgancio rapido: toracica, femorale e per le caviglie.*

SPECIFICHE TECNICHE

Altezza		910 mm
Larghezza		510 mm
Profondità	in configurazione chiusa	180 mm
	maniglie chiuse	690 mm
	maniglie aperte	1150 mm
Lunghezza (in configurazione chiusa)		910 mm
Peso		8,6 kg
Capacità di carico		159 kg

ACCESSORI OPZIONALI

Descrizione	Codice
Sistema di bloccaggio a parete per sedia modello 40	WS-40