

# FLOTATION COLLAR

*Soccorso in acqua*

Codice: 11-0124A



# FLOTATION COLLAR

**FERNO**  
When It's Critical®



Studiato specificatamente per il soccorso in ambiente acquatico e per l'utilizzo con le barelle Ferno Toboga.

Leggero, facile e veloce da applicare.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ideale per l'utilizzo durante operazioni di soccorso in ambiente acquatico.
- Grazie alle due parti separabili, il galleggiante Flotation Collar è semplice e rapido da applicare ad un'ampia varietà di barelle Toboga.
- Compatibile con le barelle Ferno modello 71, serie Gazelle, serie Titan, Advantage e Spartan.

## SPECIFICHE TECNICHE (OGNI PARTE)

Lunghezza	1300 mm
Larghezza	100 mm
Spessore	200 mm
Peso	1,4 kg