

# WIZLOC JUNGLE

*Collare cervicale pediatrico multimisura*

Codice: 21-0140-020



Rel. 110116

# WIZLOC JUNGLE

**FERNO**  
When It's Critical®



Ferno WizLoc JUNGLE è il sistema di immobilizzazione cervicale multimisura studiato appositamente per i pazienti traumatizzati appartenenti ad una fascia di età compresa tra i 2 e i 10 anni. Il collare cervicale pediatrico WizLoc JUNGLE permette la gestione di tutti i tipi di lesioni successivi ad un trauma cranico.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Utilizzo in monovalva: rapidità e facilità di posizionamento.
- Utilizzo in bivalva: per essere adattato a pazienti con esigenze particolari.
- Il collare WizLoc JUNGLE può essere inserito sia da destra che da sinistra a seconda delle esigenze dell'operatore e del paziente.
- Regolazione micrometrica anteriore: maggiore adattabilità al paziente per la gestione dell'allineamento neutro.
- Sezione posteriore regolabile: consente l'utilizzo su un'ampia fascia di pazienti pediatrici senza compressione occipitale.
- La regolazione viene eseguita direttamente sul paziente con il collare posizionato.
- Parte posteriore sagomabile per conformazione regione occipitale particolare.
- Materiale interno anallergico, a celle chiuse per evitare l'assorbimento dei liquidi biologici.
- Totalmente radiotrasparente e amagnetico.
- Totalmente decontaminabile per più volte (fino a 10).
- Adesivi numerici di decontaminazione da applicare direttamente sul collare (in dotazione standard).
- Stickers e album gioco (in dotazione standard) per intrattenere e confortare il piccolo paziente.
- Istruzioni di comportamento per i genitori tradotte nelle lingue più parlate.
- Range di utilizzo ampio: pazienti pediatrici dai 2 ai 10 anni.
- Corso di formazione sulla gestione del trauma pediatrico con Ferno Academy.

## SPECIFICHE TECNICHE

Lunghezza max.	configurazione aperta: 450 mm
Altezza parte anteriore	160 mm
Altezza parte posteriore	150 mm
Peso	180 g
Range di applicazione	2-10 anni

### Codice

**21-0140-020**

### Descrizione

WizLoc JUNGLE, collare cervicale pediatrico multimisura, dotato di adesivi numerici di decontaminazione, stickers e album per bambini.