

PEDI-SLEEVE

Sistema di immobilizzazione e trasporto pediatrico

Codice: 0313923



PEDI-SLEEVE

FERNO
When It's Critical®



Dispositivo per l'immobilizzazione e il trasporto di pazienti pediatrici, in particolare con un peso corporeo compreso tra 5,4 kg e 27 kg.

Grazie al sistema di cinture integrato, è possibile fissarlo in sicurezza a tavole spinali e barelle atraumatiche, tra cui la barella SCOOPLEX.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- *Pedi-Sleeve è dotato di cinture con sistema di chiusura in velcro per garantire un sicuro contenimento del paziente pediatrico durante il trasporto.*
- *Grazie al sistema integrato di regolazione pneumatica l'operatore è in grado di eseguire una regolazione micrometrica del tratto cervicale del paziente.*
- *Pedi-Sleeve è facile da trasportare grazie al peso ridotto e alle dimensioni contenute.*
- *Stoccabile nella pratica sacca da trasporto integrata, basta semplicemente arrotolarlo.*
- *Facilmente igienizzabile.*

SPECIFICHE TECNICHE

Lunghezza	1010 mm
Larghezza	500 mm
Altezza	25 mm
Peso	1,5 kg
Capacità di carico massimo	27 kg