

WIZLOC

Collare cervicale





Studiato e realizzato per una rapida e sicura applicazione sul 90% dei pazienti traumatizzati, garantisce **l'assoluta stabilità del rachide cervicale**.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Realizzato per l'utilizzo su ogni tipo di paziente, dai bambini, a partire dai 6 anni, agli adulti.
- Dotato di due supporti, mandibolare e occipitale. Il supporto mandibolare permette una regolazione micrometrica, con sistema di bloccaggio di sicurezza integrato facilmente azionabile dall'operatore. Tale sistema di regolazione consente di scegliere la misura più idonea direttamente sul paziente. Il supporto occipitale è regolabile nella parte posteriore in tre posizioni:
 - **Pedi-Tick Neck**: adatta a pazienti pediatrici, pazienti con un collo corto o con un'area occipitale bassa e ben definita;
 - **Regular-Short**: adatta alla maggior parte dei pazienti adulti;
 - **Tall**: adatta a pazienti con un collo lungo o con un'area occipitale non definita.
- La possibilità di regolare il collare cervicale dopo l'applicazione sul paziente consente agli operatori di eseguire agevoli manovre di adattamento alla postura o di controllo delle vie aeree, garantendo così una perfetta adattabilità, una maggiore sicurezza e comfort per il paziente.
- Colori ad alta visibilità per una facile identificazione.
- Dotato di fissaggi in velcro.
- Radiotrasparente e amagnetico.
- Facile da pulire e riutilizzabile fino a dieci volte.
- Disponibile anche nella versione verde militare.

SPECIFICHE TECNICHE

Lunghezza massima	680 mm
Altezza parte anteriore	170 mm
Altezza parte posteriore	200 mm
Peso	0,140 kg

MODELLI DISPONIBILI

Codice	Descrizione
0822074	449-I set collari cervicali WizLoc (confezione contenente 3 pezzi)
0819759	449-M collare cervicale WizLoc verde militare