

KED 125

Dispositivo di estricazione



KED 125

FERNO
When It's Critical®



Ferno K.E.D.® consente l'immobilizzazione e l'estricazione di pazienti da veicoli a seguito di incidenti, o da spazi ristretti.

Grazie al particolare design, garantisce flessibilità orizzontale per una facile applicazione e rigidità verticale per il massimo supporto della colonna vertebrale, del collo e della testa durante l'estricazione.

K.E.D.® permette l'immobilizzazione del torso, della testa e del collo per una rapida estricazione, riducendo il rischio di ulteriori lesioni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ferno K.E.D.® permette rapide ed efficienti procedure di immobilizzazione e di estricazione dei pazienti da veicoli o da spazi ristretti.
- Il design avvolgente garantisce rigidità verticale per il massimo supporto nell'immobilizzazione della colonna vertebrale, del collo e della testa durante l'estricazione, riducendo il rischio di ulteriori lesioni.
- Realizzato in nylon ad alta resistenza con rivestimento in vinile, che assicura una lunga durata nel tempo e una facile pulizia.
- Le maniglie integrate garantiscono all'operatore una presa sicura ed ergonomica.
- I lati regolabili permettono un facile accesso al torace del paziente.
- K.E.D.® è sempre pronto all'uso, trasportabile e facile da stoccare arrotolandolo semplicemente. Completo di pratica sacca di stoccaggio ideale per il trasporto e il contenimento di collari.
- Utilizzabile su vari tipi di pazienti, inclusi bambini e donne in stato di gravidanza.
- Radiotrasparente.

SPECIFICHE TECNICHE

Lunghezza	configurazione aperta: 830 mm configurazione di stoccaggio: 900 mm
Larghezza	configurazione aperta: 800 mm configurazione di stoccaggio: 270 mm
Spessore	configurazione aperta: 30 mm configurazione di stoccaggio: 140 mm
Peso	3 kg
Capacità di carico	227 kg

MODELLI DISPONIBILI

Codice	Descrizione
0313676	KED 125C, cucito con sacca di stoccaggio, fibbie in plastica (colore verde).
0382594	KED 125-1, termosaldato con sacca di stoccaggio, fibbie in plastica (colore arancione).

