

SAERBAG3

Luftrettung



SAERBAG3

FERNO
When It's Critical®

Der SAERBAG III Rettungssack besteht auf der oberen Seite aus einem winddichten Spezialmaterial, das besonders hohen Wärmeschutz garantiert und den bei der Windenrettung so gefährlichen Windchill-Effekt, der zu einer lebensbedrohlichen Auskühlung des Patienten führen kann, vermeidet. Die transparente Kopfabdeckung erlaubt kontinuierliche Überwachung, vermindert die Platzangst des Patienten und optimiert die gesamte Bergungsaktion.

AUSSTATTUNGSMERKMALE

- Transparenter, winddichter Isotherm-Rettungssack.
- Bergungssystem zum Einsatz in schwierigem Gelände und bei der Luftrettung.
- Antirotationssegel (EARS).
- Schnelllösevorrichtung für Antirotationsleine.
- Transparenter Patientenbergsack mit hoher thermischer Isolierung.
- Seitenöffnung für Zugang zum Patienten und medizinischen Überwachungsgeräten.
- Kompatibel mit SCOOPEXL, Backboards, Rettungskorsetts und Vakuummatratzen nach EN 1865.
- Erfüllt die Anforderungen der EG-Richtlinie 93/42/CE über Medizinprodukte.

TECHNISCHE DATEN

Länge max.	2000 mm
Länge min.	1450 mm
Breite	600 mm
Gewicht	5 kg
Belastbarkeit max.	160 kg



SAERBAG3

FERNO
When It's Critical®



MODELL

Beschreibung	Code
SAERBAG III, Transparenter, winddichter Isotherm-Rettungssack. Kompatibel mit SCOOPEXL. Antirotationssegel (EARS). Transport und Aufbewahrungstasche enthalten.	SAERBAG III-Y
SAERBAG III-Y gelben, Sack für Transport und Lagerung, 1 SCOOPEXL, 4 Gurte Modell 773, 1 Kopffixier-set Modell 365-E, HWS-Stützkragen WizLoc Modell 449-I, 1 Einweg-Decke MW1002 und Rucksack FLYING-BAG III.	KIT-FLYING III-Y

Erhältlich in Militärversion auf Anfrage.

ZUBEHÖR

Beschreibung	Code
Rucksack für KIT FLYING III	FLYING-BAG III
Sack für Transport und Lagerung für SAERBAG III	BAG SAERBAG III-Y
Sack für Transport und Lagerung für Kopffixier Modell 365-E	10-9900-005
Einweg-Decke	MW1002
Antirotationssegel für Korbtragen	EARS

CE

CE

 **FERNO**[®]
When It's Critical[®]



Numero Verde
800 501711

www.ferno.it